

SCHEDA TECNICA

1. NOME COMMERCIALE: **MULTISPECIES TAB**

Multispecies Tab è la pastiglia alimentare da inserire all'interno di una trappola per il monitoraggio di *Tribolium spp.*, *Sitophilus spp.*, *Lasioderma serricorne*, *Oryzaephilus spp.*, *Trogoderma spp.*, *Blatta orientalis*, *Blattella germanica*, *Periplaneta americana*, *Supella longipalpa*, *Lepisma saccharina*, *Thermobia domestica*, *Cryptolestes ferrugineus*, *Rhyzopertha dominica* e Liposcelidi.

Monitoring device utile all'applicazione dell'IPM secondo norma UNI EN 16636: 2015, da impiegare per mantenere una regolare sorveglianza degli infestanti presenti in un determinato ambiente per un periodo di tempo definito.

2. CODICE PRODOTTO: **P-01154**

3. IMMAGINE PRODOTTO:



4. CARATTERISTICHE TECNICHE:

La pastiglia alimentare Multispecies Tab è composta da una combinazione di sostanze di natura alimentare. Il prodotto è da impiegare all'interno di 3 Way Trap (trappola adesiva P-04031) in modo che la sua azione di richiamo porti al monitoraggio degli infestanti sopra menzionati.

La pastiglia è confezionata in film barriera e astuccio di cartone.

Misure:

- Diametro pastiglia: 16 mm
- Spessore pastiglia: 5 mm
- Forma pastiglia: pastiglia cilindrica.
- Peso: 1,20 g / pastiglia.

Colore: come da immagine riportata

I prodotti InPEST potrebbero subire, in qualsiasi momento e senza preavviso ai clienti, modifiche tecniche ritenute necessarie od opportune.

SCHEDA TECNICA

5. MODALITA' D'USO:

Collocare la pastiglia alimentare Multispecies Tab, con il lato colorato rivolto verso l'alto, all'interno della trappola 3 Way Trap (P-04031). Tale trappola deve essere posizionata a terra.

Questo dispositivo deve essere impiegato all'interno di aziende alimentari, magazzini, locali silos, erboristerie, o altre realtà nelle quali siano prodotti o stoccati farina o altri sfarinati, cereali, granaglie, tè, camomilla, tabacco, cacao, frutta secca, spezie, ecc...

È consigliabile la numerazione della trappola ed il suo posizionamento relativo nella planimetria dell'area monitorata al fine di agevolare il controllo della postazione durante i monitoraggi periodici.

Si suggerisce l'utilizzo di guanti ogni qualvolta si maneggi la pastiglia. L'eventuale odore di fumo o altre sostanze sulle mani potrebbe compromettere l'efficacia del prodotto.

Area di copertura teorica: collocare 3 Way Trap, attivata con pastiglia, ad una distanza di 3-5 m l'una dall'altra, a seconda del presunto grado di infestazione.

Periodo di monitoraggio consigliato: tutto l'anno.

Frequenza controlli consigliata: settimanale. Sostituire la pastiglia e la trappola dopo due mesi (massimo) o anticipatamente in relazione alle condizioni di infestazione, della presenza di polveri e di acqua/umidità nell'ambiente.

Condizioni di stoccaggio: Conservare in luogo fresco (a temperature inferiori ai 25 °C) e asciutto (umidità relative inferiori al 55%).

In condizioni ottimali di stoccaggio il prodotto in confezione integra dura 3 anni. Dall'apertura della confezione, la pastiglia dura 60 giorni.

6. CONFEZIONE E RICAMBI:

- Astuccio da 15 pz (unità di vendita), confezionati singolarmente in bustine di triplice accoppiato (film barriera) da 3 pezzi.

7. SMALTIMENTO:

Lo smaltimento deve essere condotto secondo la legislazione locale, nazionale e/o europea vigente.